

FAX:03-3409-9039

東京ミリングセンター チタンカスタムアバットメント注文書

東京ミリングセンター 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-9-10 青山台ビル8F
TEL:03-3409-9039 FAX:03-3409-9039

医療用の金属として広く認知、利用されるチタン合金を削り出し、
カスタムアバットメントを製作いたします。

| | |
|--|--|
| ラボ名・医院名 | |
| 住所 | |
| TEL | |
| 納品希望日 月 日 | |
| <input type="checkbox"/> ダブルスキャン ¥10,000(1本)/3営業日 | <input type="checkbox"/> STLデータ ¥9,000(1本)/2営業日 |
| 部位 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |

| メーカー | シリーズ | 接続 | プラットフォーム | | 数量 |
|---------------|-----------|---------|----------|-----|-----|
| | | | サイズ | 直径 | |
| ノーベル バイオケア | アクティブ(cc) | インターナル | NP | 3.5 | |
| | | | RP | 3.9 | |
| | リプレイス | インターナル | WP | 5.0 | |
| | | | | 6.0 | 6.0 |
| | ブローネマルク | エクスターナル | NP | 3.5 | |
| | | | RP | 4.1 | |
| WP | | | 5.1 | | |

| メーカー | シリーズ | 接続 | プラットフォーム | | 数量 |
|--------------------|---------------------|--------|-----------------|---------|----|
| | | | サイズ | 直径 | |
| ストローマン | ITI ティッシュレベル | インターナル | RN | 4.8 | |
| | | | WN | 6.5 | |
| | ボーンレベル | インターナル | NC | 3.3 | |
| | | | RC | 4.1/4.8 | |
| アストラテック | オッセオスピード | インターナル | スモール (アクア) | 3.5/4.0 | |
| | | | ラージ (ライラック) | 4.5/5.0 | |
| バイオメット 3i | サーテン | インターナル | | 3.4 | |
| | | | | 4.1 | |
| | | | | 5.0 | |
| | | | | 6.0 | |
| デンツプライ | ザイブ | インターナル | ※フリアリット2 互換 | 3.4 | |
| | | | ※フリアリット2 互換 | 3.8 | |
| | | | ※フリアリット2 非互換 | 4.5 | |
| | | | ※フリアリット2 非互換 | 5.5 | |
| オステム | GS (TS) | インターナル | ミニ | 3.5 | |
| | | | スタンダード | 4.0~7.0 | |
| 京セラ | POI EX | インターナル | | 3.4 | |
| | | | | 3.7 | |
| | | | | 4.2 | |
| | | | | 4.7 | |
| ジンマー | (テーパード) スクリューベント | インターナル | | 5.2 | |
| | | | | 3.5 | |
| | | | | 4.5 | |
| カムログ | K-シリーズ | インターナル | | 5.7 | |
| | | | | 3.3 | |
| | | | | 3.8 | |
| バイオホライズン (サーテン) | インターナル | インターナル | | 5.0 | |
| | | | | 6.0 | |
| | | | | 3.0 | |
| | | | | 3.5 | |
| | | | 4.5 | | |
| | | | 5.7 | | |